J DENTAL CARE

just smile

MADE IN ITALY



Bone Tissue
Implant System

JD ICON PLUS®

JD ICON PLUS® Bone Tissue Implant System

ПРОТОКОЛ ПОСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТА

Рекомендуется придерживаться показаний последовательности сверления, чтобы обеспечить оптимальную первичную стабильность имплантата.

Верхняя челюсть

ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА	СФОРМИРОВАННАЯ КОСТЬ		ПОСТЭКСТРАКЦИОННАЯ КОСТЬ	
	МЯГКАЯ КОСТЬ	КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ	МЯГКАЯ КОСТЬ	КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
Ø 3,7	2.0 2.4 2.8 до первой лазерной метки Длина 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 до первой лазерной метки Длина 6 мм	2.0 2.4 2.8 на входе	2.0 2.4 2.8 на входе
Ø 4,3	2.0 2.4 2.8 3.2 на входе	2.0 2.4 2.8 3.2 до первой лазерной метки Длина 6-8 мм 3.6 на входе	2.0 2.4 2.8 3.2 на входе	2.0 2.4 2.8 3.2 на входе
Ø 5,0	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 до первой лазерной метки Длина 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 до первой лазерной метки Длина 6 мм 4.0 на входе	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 на входе до первой лазерной метки Длина 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 на входе до первой лазерной метки Длина 6 мм



Короткий имплантат Длина 6 мм JDIcon Plus установка в верхнюю челюсть

Короткий Ø 4,3 L6	Используйте сверло JDIcon Plus Ø4 мм Длина 6 JDDICS4
Короткий Ø 5,0 L6	Используйте сверло JDIcon Plus Ø4 мм Длина 6 JDDICS4D для плотной кости

Нижняя челюсть

ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА	СФОРМИРОВАННАЯ КОСТЬ		ПОСТЭКСТРАКЦИОННАЯ КОСТЬ	
	МЯГКАЯ КОСТЬ	КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ	МЯГКАЯ КОСТЬ	КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
Ø 3,7	2.0 2.4 2.8 3.2 на входе 3.6 на входе до первой лазерной метки Длина 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 до первой лазерной метки Длина 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 на входе	2.0 2.4 2.8 3.2 на входе
Ø 4,3	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 на входе 4.0 на входе до второй лазерной метки Длина 8 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 до второй лазерной метки Длина 8 мм 4.4 до первой лазерной метки Длина 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 на входе	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 на входе
Ø 5,0	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 на входе 4.8 на входе	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 на входе	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 на входе	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 на входе



Короткий имплантат Длина 6 мм JDIcon Plus установка в нижнюю челюсть

Короткий Ø 4,3 L6	Начните остеотомию стандартным сверлом Ø2.0 мм, Ø2.4 мм и Ø2.8 мм Закончите сверлом JDIcon Plus Ø4 мм Длина 6 JDDICS4D для плотной кости
Короткий Ø 5,0 L6	Начните остеотомию стандартным сверлом Ø2.0 мм, Ø2.4 мм и Ø2.8 мм Закончите сверлом JDIcon Plus Ø5 мм Длина 6 JDDICS5

J DENTAL CARE

jdentalcare.com

MADE IN ITALY

JDentalCare srl

Via Dino Campana 2,
41123 Modena

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО "Имплант Сервис"

г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7,
строение. 2, Э 3 пом. V К 4 ОФ 261

Тел. +7 (978) 867-15-50 | +7 (916) 665-55-50

jdentalcare.ru