J DENTAL CARE

just smile

MADE IN ITALY



Bone Tissue
Implant System

JD ICON PLUS®

BONE TISSUE IMPLANT SYSTEM

ОДНА ОРТОПЕДИЧЕКАЯ ПЛАТФОРМА для любого диаметра имплантанта упрощает процесс протезирования.

ПРЕВОСХОДНАЯ ПЕРВИЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ, корневидная форма с расширяющейся внутренней частью тела уменьшает остеотомию.


ПОЛНЫЙ СПЕКТР ВАРИАНТОВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ для достижения наилучших эстетических результатов

КОНУСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Естественный вид контура прорезывания

Доступен с анодированной шейкой имплантата, высотой 1,5 мм, которая способствует интеграции мягких тканей на всех уровнях прикрепления

Узкий апикальный диаметр




Внутреннее коническое соединение конус Морзе составляет 5°, с полным герметичным соединением

Обратно режущая кромка

Апекально режущие ножи позволяют производить небольшую остеотомию

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ



Иимплантат JDICON Plus доступен в двух вариантах:

1. Полностью текстурированная поверхность S.L.A

2. С анодированной шейкой имплантата высотой 1,5 мм и обработанной S.L.A поверхностью на теле и апекальной части.

Поверхность S.L.A производиться методом крупнозернистой пескоструйной обработки, которая придает титановой поверхности макромшероховатость. Процедура кислотного травления создает наложенную микро-шероховатость.


Примечание: *Все размеры выражены в значениях RA. На рисунке S.E.M. показана шероховатость двух различных обработок поверхности.

РАЗМЕРЫ И ДЛИНЫ ИМПЛАНТАТА

Зубной имплантат JDIcon Plus доступен в диаметрах и длинах, указанные в таблице ниже:

ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА	АПИКАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	ЛОЖЕ АБАТМЕНТА	ДИАМЕТР ПЛАТФОРМЫ	ДЛИНА
Ø 3,7	2.4	3.1	3.7	8 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 18
Ø 4,3	2.8	3.1	4.0	6 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 18
Ø 5,0	3.2	3.1	4.8	6 | 8 | 10 | 11,5 | 13

Примечание: Все размеры указаны в миллиметрах.



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Имплантат JDIcon F Plus с винтом-заглушкой:

Ø 3,7

IC37080. JDIcon Plus Ø3.7 Длина 8
IC37100. JDIcon Plus Ø3.7 Длина 10
IC37115. JDIcon Plus Ø3.7 Длина 11.5
IC37130. JDIcon Plus Ø3.7 Длина 13
IC37150. JDIcon Plus Ø3.7 Длина 15
IC37180. JDIcon Plus Ø3.7 Длина 18

Ø 4,3

IC43060. JDIcon Plus Ø4.3 Длина 6
IC43080. JDIcon Plus Ø4.3 Длина 8
IC43100. JDIcon Plus Ø4.3 Длина 10
IC43115. JDIcon Plus Ø4.3 Длина 11.5
IC43130. JDIcon Plus Ø4.3 Длина 13
IC43150. JDIcon Plus Ø4.3 Длина 15
IC43180. JDIcon Plus Ø4.3 Длина 18

Ø 5,0

IC50060. JDIcon Plus Ø5.0 Длина 6
IC50080. JDIcon Plus Ø5.0 Длина 8
IC50100. JDIcon Plus Ø5.0 Длина 10
IC50115. JDIcon Plus Ø5.0 Длина 11.5
IC50130. JDIcon Plus Ø5.0 Длина 13



Имплантат анодированной шейкой JDIcon Plus с винтом- заглушкой:

Ø 3,7


IC37080, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø3.7 Длина 8
IC37100, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø3.7 Длина 10
IC37115, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø3.7 Длина 11.5
IC37130, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø3.7 Длина 13
IC37150, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø3.7 Длина 15
IC37180, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø3.7 Длина 18

Ø 4,3

IC43060, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø4.3 Длина 6
IC43080, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø4.3 Длина 8
IC43100, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø4.3 Длина 10
IC43115, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø4.3 Длина 11.5
IC43130, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø4.3 Длина 13
IC43150, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø4.3 Длина 15
IC43180, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø4.3 Длина 18

Ø 5,0

IC50060, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø5.0 Длина 6
IC50080, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø5.0 Длина 8
IC50100, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø5.0 Длина 10
IC50115, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø5.0 Длина 11.5
IC50130, JDIcon Plus с анодированной шейкой Ø5.0 Длина 13



Винт-заглушка:

ICCS.	Винт-заглушка JDIcon Plus



Формирователь десны:

ICHA43.	Формирователь десны Ø4.0 Высота 3.0 JDIcon Plus
ICHA45.	Формирователь десны Ø4.0 Высота 5.0 JDIcon Plus
ICHA47.	Формирователь десны Ø4.0 Высота 7.0 JDIcon Plus
ICHA53.	Формирователь десны Ø5.0 Высота 3.0 JDIcon Plus
ICHA55.	Формирователь десны Ø5.0 Высота 5.0 JDIcon Plus
ICHA57.	Формирователь десны Ø5.0 Высота 7.0 JDIcon Plus
ICHA63.	Формирователь десны Ø6.0 Высота 3.0 JDIcon Plus
ICHA65.	Формирователь десны Ø6.0 Высота 5.0 JDIcon Plus
ICHA67.	Формирователь десны Ø6.0 Высота 7.0 JDIcon Plus
ICHA753.	Формирователь десны Ø7.5 Высота 3.0 JDIcon Plus
ICHA755.	Формирователь десны Ø7.5 Высота 5.0 JDIcon Plus



Трансферы:

Трансфер для открытой ложки:

ICICOT4C.	Трансфер для открытой ложки Ø4.0 JDIcon Plus
ICICOT5C.	Трансфер для открытой ложки Ø5.0 JDIcon Plus
ICICOT6C.	Трансфер для открытой ложки Ø6.0 JDIcon Plus

Трансфер для закрытой ложки:

ICICCT4C.	Трансфер для закрытой ложки Ø4.0 JDIcon Plus
ICICCT5C.	Трансфер для закрытой ложки Ø5.0 JDIcon Plus
ICICCT6C.	Трансфер для закрытой ложки Ø6.0 JDIcon Plus
ICICCT1C.	Трансфер для закрытой ложки JDIcon Plus Direct Press Fit




Временный абатмент:

ICTAEC.	Временный абатмент с захватом JDIcon Plus
ICTANEC.	Временный абатмент без захвата JDIcon Plus



Прямой абатмент:

ICSA4520C.	Прямой абатмент Ø4.5 Высота 2.0 JDIcon Plus
ICSA4520NEC.	Прямой абатмент без захвата Ø4.5 Высота 2.0 JDIcon Plus
ICSA4540C.	Прямой абатмент Ø4.5 Высота 4.0 JDIcon Plus
ICSA4540NEC.	Прямой абатмент без захвата Ø4.5 Высота 4.0 JDIcon Plus
ICSA5020C.	Прямой абатмент Ø5.0 Высота 2.0 JDIcon Plus
ICSA5020NEC.	Прямой абатмент без захвата Ø5.0 Высота 2.0 JDIcon Plus
ICSA5040C.	Прямой абатмент Ø5.0 Высота 4.0 JDIcon Plus
ICSA5040NEC.	Прямой абатмент без захвата Ø5.0 Высота 4.0 JDIcon Plus
ICEXA5520C.	Прямой абатмент Ø5.5 Высота 2.0 JDIcon Plus
ICEXA5540C.	Прямой абатмент Ø5.5 Высота 4.0 JDIcon Plus
ICSA6020C.	Прямой абатмент Ø6.0 Высота 2.0 JDIcon Plus
ICSA6040C.	Прямой абатмент Ø6.0 Высота 4.0 JDIcon Plus




GP абатмент:

ICGP40C.	GP абатмент Ø4.0 JDIcon Plus
ICGP50C.	GP абатмент Ø5.0 JDIcon Plus
ICGP60C.	GP абатмент Ø6.0 JDIcon Plus
IC15GPAEC.	GP абатмент угловой 15° JDIcon Plus
IC25GPAEC.	GP абатмент угловой 25° JDIcon Plus



Анатомический абатмент:

IC15A15C.	Анатомический абатмент угловой 15° Высота 1.5 JDIcon Plus
IC15A30C.	Анатомический абатмент угловой 15° Высота 3.0 JDIcon Plus
IC25A15C.	Анатомический абатмент угловой 25° Высота 1.5 JDIcon Plus
IC25A30C.	Анатомический абатмент угловой 25° Высота 3.0 JDIcon Plus



Кобальт-хром абатмент:

ICCCEC.	Кобальт-хром абатмент с захватом JDIcon Plus
ICCCNEC.	Кобальт-хром абатмент без захвата JDIcon Plus
EVCACCNEC	Кобальт-хром абатмент Мульти-юнит без захвата JDIcon Plus



Винт ортопедический:

ICS.	Винт ортопедический JDIcon Plus
ICSA.	Винт ортопедический для угловой отвертки JDIcon Plus




Octa абатмент:

ICOA15.	Абатмент Octa JDIcon Plus Высота 1.5
ICOA30.	Абатмент Octa JDIcon Plus Высота 3.0
IC0A40.	Абатмент Octa JDIcon Plus Высотаа 4.0
ICOA50.	Абатмент Octa JDIcon Plus Высота 5.0
ICOA60.	Абатмент Octa JDIcon Plus Высота 6.0
ICOAHC.	Заживляющий колпачок абатмента Octa JDIcon Plus
ICOAHC54.	Заживляющий колпачок абатмента Octa JDIcon Plus Ø 5.0 мм Высота 4.0 мм
ICOAICOTC.	Трансфер под мостовидный протез без захвата для открытой ложки абатмента Octa JDIcon Plus
ICOAR.	Аналог имплантата абатмент Octa JDIcon Plus
ICOAPS.	Винт ортопедический абатмента Octa JDIcon Plus
ICOAPSA.	Винт ортопедический для угловой отвертки абатмента Octa JDIcon Plus
ICOAWANEC.	Wax up абатмент без захвата Octa JDIcon Plus
ICOATANEC.	Временный абатмент без захвата Octa JDIcon Plus
ICOATAEC.	Временный абатмент с захватом Octa JDIcon Plus
ICOASBCEC.	Сканмаркер абатмент Octa JDIcon Plus
ICOARC.	Аналог CAD CAM абатмент Octa JDIcon Pus
ICOAITEC.	Интерфейс CAD CAM с захватом абатмента Octa JDIcon Plus
ICOAITC.	Интерфейс CAD CAM без захвата абатмента Octa JDIcon Plus
ICOATIBC.	Интерфейс короткий CAD CAM абатмента Octa JDIcon Plus











Абатмент Мульти-юнит:


ICCA15C.	Абатмент Мульти-юнит прямой JDIcon Plus Высота 1.5
ICCA30C.	Абатмент Мульти-юнит прямой JDIcon Plus Высота 3.0
ICCA40C.	Абатмент Мульти-юнит прямой JDIcon Plus Высота 4.0
ICCA1725C.	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° JDIcon Plus Высота 2.5
ICCA1735C.	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° JDIcon Plus Высота 3.5
ICCA3025C.	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° JDIcon Plus Высота 2.5
ICCA3035C.	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° JDIcon Plus Высота 3.5
EVCAPS	Винт ортопедический для абатмента Мульти-юнит JDIcon Plus
ICCASA.	Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDIcon Plus
EVCAPSA	Винт ортопедический для угловой отвертки Мульти-юнит
EVCAICOTEC	Трансфер для открытой ложки Мульти-юнит с захватом
EVCAICOTC	Трансфер для открытой ложки Мульти-юнит
EVCAICOTLC	Трансфер для открытой ложки длинный Мульти-юнит Высота 12
EVCAICOT02	Винт для трансфера под мостовидный протез для открытой ложки абатмента Мульти-юнит
EVCAICOT04	Винт длинный для трансфера под мостовидный протез для открытой ложки абатмента Мульти-юнит
EVCAICCTC	Трансфер под мостовидный протез для закрытой ложки абатмента Мульти-юнит
EVCAHCB	Заживляющий колпачок PEEK абатмента Мульти-юнит Высота 3.5
EVCAHC	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит Высота 3.5
EVCAHCL	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит Высота 6.0
EVCAHC9	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит Высота 9.0







EVCAGPAEC	GP абатмент Мульти-юнит с захватом
EVCAGPANEC	GP абатмент Мульти-юнит без захвата
EVCATANEWSC	Временный гладкий абатмент для сварки абатмента Мульти-юнит
EVCATANEC	Временный цилиндрический абатмент Мульти-юнит без захвата
EVCATANEWC	Временный цилиндрический абатмент для сварки абатмента Мульти-юнит без захвата
EVCAWANEC	Wax up цилиндрический абатмент Мульти-юнит без захвата
EVCAAR	Аналог абатмент Мульти-юнит



Титановое основание, скан-маркер, аналог CAD CAM имплантата:


ICSBCEC.	Сканмаркер JDIcon Plus
EVCASBCEC	Сканмаркер абатмент Мульти-юнит
EVCASBCEEC	Сканмаркер абатмент Мульти-юнит с захватом JDEvolution Plus+
EVCASBCESC:	On top сканмаркер абатмент Мульти-юнит
ICTIBC.	Титановое основание с захватом Ø4.25 Высота 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIBNEC.	Титановое основание без захвата Ø4.25 Высота 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB15C.	Титановое основание с захватом Ø4.25 Высота 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB15NEC.	Титановое основание без захвата Ø4.25 Высота 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB30C.	Титановое основание с захватом Ø4.25 Высота 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIB30NEC.	Титановое основание без захвата Ø4.25 Высота 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICTIBNC.	Титановое основание длинное с захватом Ø4.4 Высота 0.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIBNENC.	Титановое основание длинное без захвата Ø4.4 Высота 0.5 C 7.7 JDIcon Plu
ICTIB15NC.	Титановое основание длинное с захватом Ø4.4 Высота 1.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB15NENC.	Титановое основание длинное без захвата Ø4.4 Высота 1.5 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB30NC.	Титановое основание длинное с захватом Ø4.4 Высота 3.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB30NENC.	Титановое основание длинное без захвата Ø4.4 Высота 3.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB40NC.	Титановое основание длинное с захватом Ø4.4 Высота 4.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICTIB40NENC.	Титановое основание длинное без захвата Ø4.4 Высота 4.0 C 7.7 JDIcon Plus
ICEXTIBC.	Титановое основание Extra с захватом Ø4.25 Высота 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIBNEC.	Титановое основание Extra без захвата Ø4.25 Высота 0.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB15C.	Титановое основание Extra с захватом Ø4.25 Высота 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB15NEC.	Титановое основание Extra без захвата Ø4.25 Высота 1.5 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB30C.	Титановое основание Extra с захватом Ø4.25 Высота 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICEXTIB30NEC.	Титановое основание Extra без захвата Ø4.25 Высота 3.0 C 4.7 JDIcon Plus
ICANC.	Аналог CAD CAM имплантата JDIcon Plus
EVCAARCN	Аналог CAD CAM абатмент Мульти-юнит
EVSCBOW	Сканмаркер для титанового основания
EVCAITEC	Интерфейс CAD CAM с захватом абатмента Мульти-юнит Высота 7.5
EVCAITC	Интерфейс CAD CAM без захвата абатмента Мульти-юнит Высота 7.5
EVCATIBC	Интерфейс CAD CAM абатмента Мульти-юнит Высота 5.0
ICPMNC.	JD Pre-milled бланк с ортопедическим винтом JDIcon Plus *Прямой аналоговый винт













Примечание: **Пожалуйста, свяжитесь с info@jdentalcare.com для получения цифровой библиотеки для программного обеспечения Exocad, 3Shape и Dental Wings.**

Абатмент шаровидный:

ICBA15.	Абатмент шаровидный Высота 1.5 JDIcon Plus
ICBA30.	Абатмент шаровидный Высота 3.0 JDIcon Plus
ICBA50.	Абатмент шаровидный Высота 5.0 JDIcon Plus
EVBAA	Аналог шаровидного абатмент
EVBAHC	Втулка и эластичный удерживающий колпачок шаровидного абатмента
EVBAN	Эластичный удерживающий колпачок шаровидного абатмента





Абатмент EMI:

ICEMI15.	Абатмент EMI Высота 1.5 JDIcon Plus
ICEMI30.	Абатмент EMI Высота 3.0 JDIcon Plus
ICEMI50.	Абатмент EMI Высота 5.0 JDIcon Plus
EVEMISCK	Смарт-колпачок EMI абатмент
EVEMIHC	Эластичный ретенционный колпачок для EMI абатмента с контейнером
EVEMIN	Эластичный ретенционный колпачок для EMI абатмента (1,2 кг)
EVEMIH	Контейнер для EMI абатмента
EVEMIIC	Пластиковый трансфер для EMI абатмента
EVEMIICS	Стальной трансфер для EMI абатмента
EVEMINT	Эластичный белый ретенционный колпачок для EMI абатмента (1,8 кг)
EVEMINY	Эластичный желтый ретенционный колпачок для EMI абатмента (0,6 кг)
EVEMINP	Эластичный розовый ретенционный колпачок для EMI абатмента (2,5 кг)
EVEMINB	Эластичный лабораторный ретенционный колпачок для EMI абатмента
EVEMIA	Аналог абатмента EMI
EVEMIEIT	Ключ для установки - извлечения колпачков



Аналог имплантата:

ICAN.	Аналог имплантата JDIcon Plus



Короткие сверла:

JDDICS4	Короткое сверло Ø4.0 Высота 6.0 JDIcon Plus
JDDICS4D	Короткое сверло Ø4.0 Высота 6.0 для плотной кости JDIcon Plus
JDDICS5	Короткое сверло Ø5.0 Высота 6.0 JDIcon Plus



Ортопедические инструменты:

ICID.	Имплантовод JDIcon Plus
ICIDL.	Имплантовод длинный JDIcon Plus
EVSDPF15	Отвертка шестигранная 1.2 для динамометрического ключа 15мм
EVSDPF20	Отвертка шестигранная 1.2 для динамометрического ключа 20мм
EVSDPF25	Отвертка шестигранная 1.2 для динамометрического ключа 25мм
EVSDPF35	Отвертка шестигранная 1.2 для динамометрического ключа 35мм
EVSDPF60	Отвертка шестигранная 1.2 для динамометрического ключа 60мм
ICOASDF.	Адаптер для динамометрического ключа абатмента Octa JDIcon Plus
EVSDCAF	Адаптер для динамометрического ключа для Мульти-юнита
EVSDP20	Отвертка шестигранная 1.2 машинная 20мм
EVSDP25	Отвертка шестигранная 1.2 машинная 25мм
EVSDP30	Отвертка шестигранная 1.2 машинная 30мм
EVSDCA	Адаптер машинный для Мульти-юнита
EVSDPF25A	Угловая отвертка для динамометрического ключа 25мм
EVSDPF30A	Угловая отвертка для динамометрического ключа 30мм
ICATR27.	Ручная отвертка для извлечения абатмента 27мм JDIcon Plus
ICATR34.	Ручная отвертка для извлечения абатмента 34мм JDIcon Plus
EVSUD	Ручной имплантовод JD
JDG	JD Шаблон для постановки имплантатов
ICGMC.	Навигационный имплантовод JDIcon Plus
JDID105	Инструмент для измерения угла наклона JDIcon Plus



Bone Mill:

ICBM5C.	Bone Mill Ø5.0 JDIcon Plus
ICBM6C.	Bone Mill Ø6.0 JDIcon Plus
ICBMG.	Направляющая Bone Mill JDIcon Plus



J DENTAL CARE

jdentalcare.com

MADE IN ITALY

JDentalCare srl

Via Dino Campana 2,
41123 Modena

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО "Имплант Сервис"

г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7,
строение. 2, Э 3 пом. V К 4 ОФ 261

Тел. +7 (978) 867-15-50 | +7 (916) 665-55-50

jdentalcare.ru